




**Biopack**   
Your Chemical Support

## En que consisten nuestros packs



Nuestro programa comercial cuenta con un portfolio completo para la etapa pre-analítica de histología, citología y congelación.

Mediante un único proveedor global, garantizamos el constante abastecimiento de los insumos los cuales son libres de precursores químicos y con servicios post-venta especializado con el objetivo de asegurar la calidad del proceso.



## Packs de Productos para todas las etapas de proceso

# HistoPack

Módulo de insumos, reactivos y colorantes destinados al proceso de muestras de tejidos (histológicos) desde su obtención hasta el preparado final mediante la técnica Hematoxilina y Eosina (H&E).

# CitoPack


Módulo de insumos, reactivos y colorantes destinados al proceso de muestras celulares (citológicas) desde su obtención hasta el preparado final mediante la técnica Papanicolaou (PAP).

# Cry\*Pack

Módulo de insumos, reactivos y colorantes destinados al proceso de muestras celulares y/o tejidos en fresco, técnicas por congelación y tinciones rápidas.



## COLORACIÓN HYE



### DESPARAFINADO

BioClear Aclarante uso Histológico

### DESHIDRATACIÓN

Deshidratante uso Histológico 90°

Deshidratante uso Histológico 100°

### HIDRATACIÓN

Agua desmineralizada

### TINCIÓN

HEMATOXILINA DE HARRIS

EOSINA AMARILLENTO



### Tipos de HEMATOXILINAS Biopack®:

- 1- HEMATOXILINA de HARRIS (Histo y Cito)
- 2- HEMATOXILINA S/ GILL I (Cito)
- 3- HEMATOXILINA S/ GILL II (Histo)
- 4- HEMATOXILINA S/ GILL III (Histo)
- 5- HEMATOXILINA de MAYER (Histo)
- 6- HEMATOXILINA FERRICA de WEIGERT (Ideal para Tinción Tricromica)

### Tipos de EOSINAS Biopack®:

- 1- EOSINA AMARILLENTO 0.5% P/V (Histo)
- 2- EOSINA AMARILLENTO 0.5% ACUOSA (Histo)
- 3- EOSINA AMARILLENTO 0.5% ALCOHOLICA (Histo)
- 4- EOSINA AMARILLENTO ALTO CONTRASTE (Histo)

### Códigos y Presentaciones de los Productos para la etapa de Coloración HyE

2000942708 BIOCLEAR® (Aclarante uso Histológico) x 1 000 mL  
 2000942709 BIOCLEAR® (Aclarante uso Histológico) x 5 L  
 2000938308 DESHIDRATANTE 90° (Uso Histológico) x 1 000 mL  
 2000938309 DESHIDRATANTE 90° (Uso Histológico) x 5 L  
 2000948308 DESHIDRATANTE 100° (Uso Histológico) x 1 000 mL  
 2000948309 DESHIDRATANTE 100° (Uso Histológico) x 5 L

2000140110 AGUA DESMINERALIZADA (Cond. máx. = 2 µS) p.a. BAGIN x 10 L

2000083208 HEMATOXILINA DE HARRIS Solución x 1 000 mL  
 2000937408 HEMATOXILINA s/ GILL (I) (Solución) x 1 000 mL  
 2000949108 HEMATOXILINA s/ GILL (II) (Solución) x 1 000 mL  
 2000110108 HEMATOXILINA s/ GILL (III) MODIFICADA (Solución) x 1 000 mL  
 2000949208 HEMATOXILINA FERRICA DE WEIGERT (Solución A) x 1 000 mL  
 2000949008 HEMATOXILINA FERRICA DE WEIGERT (Solución B) x 1 000 mL  
 2000110508 EOSINA AMARILLENTO (Solución al 0,5% P/V ) x 1 000 mL  
 2000937108 EOSINA AMARILLENTO 0,5% Acuosa x 1 000 mL  
 2000937008 EOSINA AMARILLENTO 0,5% Alcohólica x 1 000 mL  
 2000936908 EOSINA AMARILLENTO ALTO CONTRASTE x 1 000 mL



[www.biopack.com.ar](http://www.biopack.com.ar)  
[info@biopack.com.ar](mailto:info@biopack.com.ar)

(11) 4958-1448